

MÉTODO:
DESCRIPCIÓN:

TARQ-663
DETECCIÓN DE POLIMERIZACIÓN EN MONÓMERO ÁCIDO METACRÍLICO

TARQ:

DEFINICIÓN

Establece el método para detectar polimerización en el monómero ácido metacrílico.

APARATOS y REACTIVOS

1. Tubo de ensaye de 18 mm x 150 mm con tapón de rosca.
2. Eter etílico libre de humedad
3. Guantes de hule

PROCEDIMIENTO

1. Colocar 9 ml de eter etílico en el tubo de 18 mm x 150 mm
2. Agregar 1 ml de la muestra de monómero ácido metacrílico a revisar.
3. Cerrar el tubo con el tapón de rosca asegurándose que quede completamente cerrado.
4. Agitar fuertemente.
5. Observar la apariencia de la mezcla; ésta debe quedar transparente; en caso de observar cualquier indicio de turbidez o precipitado, la muestra presenta polimerización.
6. Registrar según [ES-AS-08](#) "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"