

AYUDA VISUAL



TÍTULO: Estándar de limpieza de baño de estabilidad 120 °C
ÁREA: Campana de extracción en el área de Laboratorio de Evaluación.
PUESTO QUE LA ELABORÓ: Investigador de Gel-Coat

Rev. B / 04-FEB-2022

AV-ID-51

Página 1 de 1

Estándar de Limpieza

1. Colocar el tubo con la muestra a evaluar en alguna de los ocho lugares disponibles de la gradilla.
2. Identificar los tubos de estabilidad con marcador indicando el lote de la muestra
3. Una vez enfriada la muestra, disponer en el contenedor correspondiente.
4. Procurar limpiar toda mancha de aceite o muestra derramada en el baño de estabilidad y alrededores.

